

Sunostik Analyzer

Model : SBA 733 Plus



LAB Market

بنها - عمارة ٢ غرب الاستاد - بجوار كنتاكي - خلف نقابة الاطباء ومطعم الرشيدى

لاب ماركت

- مستلزمات معملية
- كيمائيات
- أجهزة
- صيانة

01210312346
01016163354



Characteristics

Stream line design, nice appearance

Self calibration and trouble alarm function

Absolutely open system: both of programming and reagent

Warning tone for finished sipping and any other ready function

Function sketches on main menu, the software is simplicity, easy and fast operation.

Real time curve monitoring enhances the reliability of result.

Memory for 100 programs and 20000 test results, results tracking by date.

On-broad Quality control, control results available either memory or display.

Technical Parameters

Measuring Mode: Kinetics, End point, Fixed time, Differential, Absorbance, Multi-standard

Light source: 6v/10w Halogen Lamp, life Span>3000 hours

Standard filter: 340nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm, 670nm and one free position.

Band width: 8nm

Linearity range: 0.000-3.000Abs

Aspiration volume: 200-1400ul

Flow cell: 32ul, Optical diameter: 1cm

Cross contamination rate: 1%

Temperature control: 25! ,30! ,37! , ±0.1! and be controlled by peliter

Language: English or any language on request

Output: Built-in printer, RS232 for additional PC

Display: 240*128LCD

Power supply: AC220V±10%, 50/60Hz

Dimension: 430(L)mm×320(W)mm×220(H)mm

Net weight: 9.0kg



LAB Market

بنها - عمارة ٢ غرب الاستاد - بجوار كنتاكي - خلف نقابة الاطباء ومطعم الرشيدى

لاب ماركت

- مستلزمات معملية
- كيمائيات
- أجهزة
- صيانة

01210312346
01016163354